

Vibrační pleťový váleček JADE UNIQUE



Uživatelská příručka

Technologie 24K nano-čistého zlata. Když se kosmetická tyčinka dotkne pokožky, zvyšuje sílu mikroproudu, produkuje 72 stopových prvků, podporuje prokrvení obličeje a lidské pokožky. Odstraňuje kožní problémy z hlubších vrtev kůže.

Způsob použití



Otevření

Otočte spodní spínač doleva





Uzavření


Otočte krytem spodního spínače doprava, dokud vibrace neskončí.

Výměna baterií

Odstraňte kryt přepínače ▶



otočte proti směru hodinových ručiček



montáž krytu spínače

