

AntiWrinkle PRO LED fotonová terapie



Bezpečnostní opatření:

1. Obecně se nedoporučuje lidem, kteří podstoupili plastickou operaci obličeje a mají podkožní implantát. Produkt není vhodný pro těhotné ženy.
2. Očistěte zaváděcí hlavici ubrouskem, nemyjte ji vodou a nedotýkejte se kovů.
3. Neumísťujte zařízení do koupelny nebo na jiná vlhká místa, protože může snadno způsobit zkrat.
4. Každý režim lze použít pouze jednou denně.
5. Přístroj slouží pouze pro ošetřování obličeje a krku. Odstraňuje akné a zarudnutí. Není vhodný pro lidi s alergickou pokožkou. Doporučujeme používat tento produkt každý den, ale i jednou týdně je v pořádku. *Pokud produkt vyžaduje údržbu, ujistěte se, že je nejprve vypnuto napájení.
*Neumývejte zařízení vodou, k otření lze použít mokry papírový ručník nebo měkký hadřík namočený v mýdlové tekutině.
* K otírání zařízení nepoužívejte žíravé roztoky (líh, banánový olej, benzín, odlakovač atd.), které mohou vést k poruše výrobku, změně barvy nebo prasknutí.

Poznámky k používání zařízení:

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení. Nelze jej použít při nabíjení.
2. Tento produkt využívá mikroproudovou iontovou technologii.
3. Při odstraňování nečistot jej používejte společně s odličovací vodou a nepoužívejte jej společně s čistícím olejem. Nejprve použijte zařízení k odstranění nečistot z hlubokých pórů a poté pouze očistěte povrchové nečistoty pomocí čistícího prostředku na obličej.

Seznámení s funkcemi

Tento produkt lze použít k čištění pokožky, péči o EMS a hydrataci při teplotě, která integruje kladné ionty, záporné ionty, vysokofrekvenční vibrace, červené světlo, modré světlo a zelené světlo.

***Pozitivní a negativní ionty:** Princip absorpce pozitivních a negativních iontů slouží k odstranění nečistot v hlubokých pórech a k jejich důkladnému vyčištění.

*** Vibrace:** Mechanická vibrace a stimulace napětí slouží k napnutí pokožky, zvýšení její pružnosti a povzbuzení metabolismu.

*** Teplota:** Horká masáž s teplotou 45°C podporuje vstřebávání, které napomáhá k roztažení vrásek a zanechává plnější pokožku.

***Červená fotonová terapie:** Červené světlo podporuje mikrocirkulaci na povrchu těla, provádí lymfatickou drenáž a snižuje otoky.

***Modrá fotonová terapie:** Modré světlo dokáže účinně stimulovat pokožku, revitalizovat kolagen, zlepšuje vzhled tmavé pleti a redukuje jemné linky a vrásky


***Zelená fotonová terapie:** Účinným způsobem řeší kožní problémy, ničí bakterie, snižuje výskyt akné a pupíneků

***Režim čištění:** Vyčistěte nečistoty v hlubokých pórech, odstraňte tmavé skvrny a zbavte se akné a rozjasněte pleť.

***EMS ošetřovatelský režim (EMS):** Dopřejte si účinky omlazení pleti, bělení pleti a vyblednutí vrásek.

***Režim tepla:** Masáž vláznosti podporuje prokrvení pokožky, uvolňuje a zvyšuje pružnost pokožky. Udrží pokožku v nejlepší stav po dlouhou dobu, aby se obnovil lesk a aktivita pokožky.

***Režim péče o oči:** Zlepšuje absorpci produktů péče o pokožku očí, takže dosáhnete efektu odstraňování tmavých kruhů pod očima, odstranění včáček a celkové vyhlazení.



Metody použití

1. Zvedněte od brady k tváři
2. Zvedněte od tváře k vnějšímu koutku
3. Zvedněte od krku k bradě
4. Zvedněte od brady k čelu

Použití metod:

1. Režim čištění

*Tento režim může účinně vyčistit nečistoty v pórech. Při použití zeleného světla můžete zlepšit buněčnou funkci využitím kyslíku, usnadnit mikrocirkulaci pokožky, urychlit oběh lymfy a snížit otoky a uklidnit pokožku.

(1) Podržte tlačítko po dobu asi 1 sekundy, abyste vstoupili do režimu "CLEAN" (doprovázeného zeleným světlem!

(2) Naneste rovnoměrně na pokožku odstraňovač make-upu nebo jiné čisticí vody (tělo nástroje není vodotěsné, prosím nestříkejte na něj přímo vodu). (3) Držte kovovou indukční tyč na dvou stranách.

(4) Aplikujte AntiWrinkle PRO.

2. Režim EMS

*Tento režim může účinně stimulovat a uvolňovat pokožku a pomáhat produktům péče o pleť zlepšit celkový stav pokožky. Při použití červeného světla můžete účinně proniknout do pokožky, revitalizovat kolagen, odstranit tmavé skvrny a redukovat jemné linky a vrásky.

(1) Podržte tlačítko po dobu asi 1 sekundy pro spuštění a dalším stisknutím tlačítka přejděte do režimu "EMS"

(doprovázeného červeným světlem). (2) Aplikujte rovnoměrně čisticí vodu na pleť. (3) Uchopte kovovou indukční tyč na obou stranách. (4) Aplikujte AntiWrinkle PRO.

3. Režim tepla

*Tento režim může jemně probudit a uvolnit pokožku. Dodá pokožce lesk a vitalitu, usnadní syntézu kolagenu, omlazuje pokožku, zesvětluje ochablou pokožku, zjemňuje kožní póry.

(1) Podržte tlačítko po dobu asi 1 sekundy pro spuštění a stiskněte dvakrát tlačítko pro vstup do režimu „HOT“

(doprovázeného modrým světlem). (2) Aplikujte masku na obličej nebo na krk. (3) Uchopte kovovou indukční tyč na obou stranách. (4) Aplikujte AntiWrinkle PRO.

Název produktu	AntiWrinkle PRO LED fotonová terapie
Model produktu	ES-1081
Napětí nabíjení	5V = 1A
Jmenovitý výkon	2,5 W
Model baterie	č. 602535
Parametry baterie	3,7V/500mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Parametry produktu	89*47 120MM

